



## REARTOS® No 2

Spezialreiniger für Museumsglas  
pH-neutral

### Eigenschaften:

▶ Glasreiniger für hochwertiges Bilderglas und oberflächenbehandelte Gläser wie Museumsglas, UV-Glas, Antireflexglas, Artglas, Glasbilder, interferenzoptische Gläser.

### Anwendung:

▶ Den Sprühkopf entriegeln. Aufsprühen und mit einem weichen, fusselfreien Tuch gleichmäßig saubermachen.  
Auch geeignet für Mikrofaser- oder Glasreinigungstuch.  
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder heißen Oberflächen anwenden.

### Inhaltsstoffe:

▶ < 5 % anionische Tenside, Duftstoffe.  
Weitere Inhaltsstoffe: Wasserlösliche Lösemittel, Farbstoffe

### ph-Wert:

▶ 7

### Verpackung:

▶ Sprühflasche 150ml - 8 im Karton - Hersteller Nr. RE-02-150  
Sprühflasche 250ml - 8 im Karton - Hersteller Nr. RE-02-250  
Flasche 1000 ml - 6 im Karton - Hersteller Nr. RE-02-1000  
Kanister 10 Liter

### Gefahrhinweis:

▶ Kennzeichnungsfrei:  
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Diese Produktbeschreibung dient der Information. Die gemachten Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse und das Erzeugnis im Anlieferungszustand, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Sie können in Anbetracht der vielfältigen Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Prüfung der Materialverträglichkeit haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.